

低濃度オゾン発生器のご案内

有人下
にて使用

有人下向けオゾン発生器「バクテクターO3」

～藤田医科大学によってオゾンによる

新型コロナウイルス不活化を確認～



おすすめポイント

- ・人が活動中でもオゾン発生量を調整して使用できる。
- ・オゾンの力で清拭できない箇所も除菌・消臭。
- ・コンパクトで持ち運びにラクラクな2.1Kg。
- ・人感センサー、オゾン濃度計付で安心。

<納期> 随時入荷

オゾンの力でウイルス無害化



バクテクター3仕様

オゾン生成量	5～40mg/hr
外形寸法	高さ：200mm 幅：180mm 長さ：76.8mm
重量	2.1Kg
オゾン水生成	×
適用範囲	～60㎡
運転方法	24時間常時稼働
オゾン発生方式	沿面放電方式

導入実績

病院

学校

官庁

ホテル

喫煙所

ご家庭

etc

理工サービス 株式会社

担当：営業技術部 奥 英彦

TEL：082-292-2552 FAX：082-295-0566

注文書

年 月 日

御社名		御担当者	
御住所			
TEL		FAX	
特別価格			ご注文数
186,000円 (税抜)			台